



CATALOGUE
DE PRODUITS
2014

amoena

Amoena pour chaque moment de la journée




Pour la détente ou pour dormir, profitez du soutien-gorge intégré aux vêtements de la collection Amoena Home.



Les soutiens-gorge et culottes de la collection Everyday établissent la norme en matière de support à pochettes intégrées.



Aucun soutien-gorge requis avec la collection Amoena Active – le soutien-gorge intégré s'ajuste parfaitement à votre corps ou à une prothèse mammaire.




Séduisante et fonctionnelle – La collection Séduction offre des soutiens-gorge à pochettes et tout le support dont vous avez besoin.



Un simple coup d'œil dans le miroir et vous êtes prête à sortir avec la collection Leisure et ses soutiens-gorge à pochettes intégrées.








Surf, soleil, baignade – Les maillots de bain Amoena à pochettes vous offrent support et élégance.





Évolution des besoins	4
Amoena – Soins postopératoires	5
Complément ajustable PurFit	6
Prothèses Priforms et de loisir	7
Vêtements postopératoires	8
Accessoires postopératoires	12
Amoena – Symétrie	13
Silicone douce InTouch et <i>Comfort+</i>	14
Compléments mammaires Amoena	15
Amoena Balance	16
Prothèses mammaires Amoena	17
Portefeuille de prothèses mammaires Amoena	17
Amoena Contact	18
2U : La forme unique	20
Amoena Energy	21
Amoena Natura	22
Amoena Essential	23
Accessoires pour prothèses mammaires	24
Soins de la peau et entretien des prothèses.....	25
Amoena Everyday	26
Lingerie Everyday	26
Accessoires de lingerie et information	37
Sous-vêtements sculptants	38
Amoena Leisure	39
Maillots de bain Amoena	40
Prothèse Aqua Wave pour la baignade	40
Prothèse Core pour la baignade	41
Foulards Amoena	42
Options de nouage	44
Ressources	45
Guide de mesure d'un soutien-gorge.....	45
Tableau des tailles des prothèses	46

Évolution des besoins

Phase	Vêtements	Prothèses mammaires
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Durant le traitement et immédiatement après la chirurgie</p>	 <p>Les vêtements postchirurgicaux sont extradoux pour plus de confort. Les soutiens-gorge de compression offrent un bon soutien durant le processus de cicatrisation.</p>	 <p>La prothèse Amoena PureFit est spécialement conçue pour protéger la peau sensible durant le processus d'expansion tissulaire tout en uniformisant la silhouette.</p>
	 <p>Les soutiens-gorge de loisir en coton doux à fermeture à l'avant offrent un soutien confortable durant le processus de cicatrisation et la radiothérapie ou la chimiothérapie.</p>	 <p>Les prothèses mammaires Priforms ou en mousse vous assurent une silhouette symétrique dès le départ, pour plus de sécurité et de confiance.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Plus de six semaines après la chirurgie</p>	 <p>Soutiens-gorge Amoena qui s'adaptent confortablement à votre style de vie — des modèles sans couture aux soutiens-gorges élégants et féminins aux tissus et finis luxueux.</p>	 <p>Les prothèses ou compléments mammaires en silicone rétablissent votre silhouette pour vous aider à retrouver votre confiance après la chirurgie.</p>
	 <p>Amoena offre des modèles élégants et confortables pour chaque moment de la journée, et tous ses vêtements comprennent des pochettes pouvant tenir bien en place une prothèse ou un complément mammaires.</p>	<p>Une garde-robe de choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les options comprennent les prothèses adhésives et la régulation de la température ainsi que de superbes prothèses de tous les jours naturelles. • Les compléments mammaires aident à rétablir tout déséquilibre et constituent un choix idéal après une tumorectomie ou lorsque qu'une meilleure symétrie est recherchée.

Amoena – Soins postopératoires

Des soins complets dès le départ



Les produits de soins postopératoires Amoena sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de la femme immédiatement après une chirurgie mammaire, pendant son séjour à l'hôpital et à son retour à la maison.

Un bon soutien pendant le processus de guérison et une facilité d'utilisation inégalée sont essentiels lors de la période suivant la chirurgie. Les prothèses et les vêtements postopératoires Amoena sont conçus en ayant le confort à l'esprit et pour aider à retrouver le bien-être de la façon la plus simple et la plus pratique possible.

Complément ajustable PurFit

Style 333
Tailles 4, 6, 8,
 10, 12

- Le volume est facilement réglable grâce à la pochette de fibres de rembourrage à l'arrière de la prothèse, ce qui permet d'en augmenter ou d'en réduire le volume pour l'adapter au sein naturel existant de la femme.
- L'insert de silicone souple offre une apparence et une sensation similaires à celles d'un sein naturel. Il se réchauffe rapidement et remplit parfaitement le bonnet du soutien-gorge.
- Le revêtement amovible en tissu est lavable et très doux pour la peau sensible. La fibre de rembourrage est respirante et douce pour la peau.
- Ultra léger, pour un confort optimal à longueur de journée.
- Le volume peut être ajusté pour compenser un gain ou une perte de poids.
- La coquille de silicone peut également être portée séparément.



Caractéristique

Fonction

Avantage

Complément mammaire ajustable



S'adapte à la taille requise pour obtenir la symétrie souhaitée pendant que la femme traverse le processus d'expansion.

Facile à utiliser, pour une silhouette symétrique chaque jour.

Insert de silicone souple



Offre aux femmes une silhouette symétrique.

Apparence et sensation similaires à un sein naturel.

Revêtement en tissu confortable



Respirant, lavable et doux pour la peau.

Tissu des plus souples et doux pour la peau, pour un confort et une fraîcheur tout au long de la journée

Ultra léger



Réduit la pression sur les tissus mammaires sensibles.

Confort exceptionnel pour toutes les tailles.

Comment fonctionne le complément Amoena PurFit



La patiente est aux premiers stades d'expansion tissulaire sur son côté gauche, et elle est à la recherche de volume afin de trouver la symétrie avec son sein naturel et ainsi pouvoir remplir complètement le bonnet de son soutien-gorge, et se sentir plus en confiance.



En utilisant la fibre de rembourrage, le complément ajustable Amoena PurFit est ajusté au volume désiré, et il est placé au-dessus de la prothèse d'expansion. La coquille de silicone permet une forme naturelle.



Le complément remplit entièrement le bonnet, aidant ainsi la patiente à se sentir en sécurité et en confiance pendant le processus d'expansion, grâce à une silhouette symétrique.

Instructions d'entretien des compléments mammaires PurFit

Après avoir retiré la fibre de rembourrage et l'insertion en silicone, le complément mammaire ajustable Amoena PurFit doit être lavé à la main avec un détergent doux, puis séché à plat. La coque de silicone doit être nettoyée en respectant les instructions de nettoyage pour les prothèses mammaires mentionnées ci-dessus.

Premium Priform

Composition	Avant	44 % polyester Coolmax
	Arrière	44 % coton au fini antibactérien

Style 216

Tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14

Cette prothèse temporaire faite d'un tissu doux et confortable offre tous les avantages de la prothèse Priform standard en plus d'un revêtement avant très doux et d'un film antibactérien traité aux ions d'argent pour plus de fraîcheur et une protection contre les radiations. Elle peut être utilisée dans les pochettes de tous les soutiens-gorge postchirurgicaux Amoena jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une prothèse en silicone une fois la plaie cicatrisée.



Prothèse de loisir en mousse calibrée

Style 132N

Tailles 3-14

- La mousse de polyuréthane est légèrement lestée avec du sulfate de baryum (7727-43-7)*, un minéral naturel sous forme de poudre.
- Le textile *Comfort+* intégré sous le tissu à l'arrière de la prothèse absorbe la transpiration derrière la prothèse.
- Le revêtement en tissu ultradoux amovible et lavable aide à maintenir un environnement propre
- Prothèse idéale pour dormir

Avec
technologie
Comfort+



Vêtements postopératoires



Couleur

Blanc

Alison Vêtement postopératoire à fermeture Velcro® à l'avant, avec prise en charge des drains

Style 2861

Tailles XS(2/4); S(6/8); M(10/12); L(14/16); XL(18/20); 2X(22/24); 3X(26/28); 4X(30)

Bonnets A/B; C/D

Accessoires Comprend deux prothèses postopératoires n° 2106 en fibres de rembourrage et deux sacs de drainage n° 2107

Composition 89 % coton, 11 % élasthanne

- Les pochettes de coton peuvent maintenir une prothèse postopératoire bien en place.
- Les bretelles élastiques s'attachent à l'avant pour un accès facile lors des traitements et jusqu'à la récupération de l'amplitude de mouvement.
- Une bande Velcro® à l'intérieur maintient les sacs de drainage. Une attache Velcro® amovible permet de bien tenir les tubes de drainage contre le corps, pour une sécurité accrue.



Couleur

Blanc

Hannah Vêtement postopératoire à fermeture à glissière à l'avant, avec prise en charge des drains

Style 2860

Tailles XS(2/4); S(6/8); M(10/12); L(14/16); XL(18/20); 2X(22/24); 3X(26/28); 4X(30)

Bonnets A/B; C/D

Accessoires Comprend deux prothèses postopératoires n° 2106 en fibres de rembourrage et deux sacs de drainage n° 2107

Composition 89 % coton, 11 % élasthanne LYCRA®

- Les pochettes de coton peuvent maintenir une prothèse postopératoire bien en place.
- La fermeture avant et les bretelles élastiques coussinées qui s'attachent à l'avant facilitent l'accès lors des traitements et jusqu'à la récupération de l'amplitude de mouvement.
- La bande intérieure en Velcro® retient les sacs de drainage.



Couleur

Blanc

Chair

Noir

Michelle avec prise en charge des drains

Style 2105

Tailles S, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X

Bonnets A/B; C/D

Accessoires Comprend deux prothèses postopératoires n° 2106 en fibres de rembourrage et deux sacs de drainage n° 2107

Composition 88 % coton, 12 % élasthanne LYCRA®

- Col élastique facile à enfiler par les jambes.
- Coton ultradoux offrant un ajustement ferme, mais non restrictif
- Les pochettes en coton et les coutures intérieures latérales douces favorisent le confort pour la peau sensible.

Vêtements postopératoires



Frances Soutien-gorge postopératoire avec fermeture à agrafes à l'avant

Style 2128

Tailles S(32/34); M(36/38);
L(40/42); XL(44/46)

Couleur

Blanc


Chair

Bonnets A/B; C/D

Agrafes 4 rangées : S A/B; M A/B
5 rangées : S C/D; M C/D;
L A/B, C/D; XL A/B, C/D

Composition 83 % coton, 17 % élasthanne

- Le tissu de coton doux est confortable pour la peau sensible.
- La fermeture à l'avant facilite l'accès durant le traitement.
- Les pochettes de coton peuvent maintenir une prothèse postopératoire bien en place.



Hannah Soutien-gorge postopératoire avec fermeture à agrafes à l'avant

Style 2160

Tailles XS(26/28); S(30/32); M(34/36); L(36/38);
XL(38/40); 2X(42/44); 3X(46/48); 4X(50/52)

Couleur


Blanc

Bonnets A/B; C/D

Agrafes 4 rangées : XS A/B; S A/B; M A/B; XS C/D
5 rangées : L A/B; XL A/B; S C/D; M C/D;
6 rangées : L C/D; XL C/D

Composition 89 % coton, 11 % élasthanne LYCRA®

- Tissu ultradoux offrant un ajustement ferme, mais non restrictif
- Les pochettes en coton et les coutures intérieures latérales douces favorisent le confort pour la peau sensible.
- La fermeture à l'avant facilite l'accès durant le traitement.
- Bretelles élastiques coussinées qui s'attachent à l'avant



Eva Soutien-gorge postopératoire avec fermeture à agrafes à l'avant

Style 0765N (blanc); 0768N (noir)

Tailles 34-46 A,B,C,D

Couleur


Blanc

Noir

Composition 48 % coton, 19 % élasthanne,
18 % polyamide, 15 % polyester

- Deux rangées d'agrafes à l'avant pour un ajustement facile et une compression optimale
- Grandes bretelles élastiques avec fermeture avant en Velcro® pour un ajustement facile
- Bonnets moulés et coutures plates
- Dos bas et tissu Tactel maillé léger et respirant

Vêtements postopératoires



Couleur
 Blanc

Theraport Soutien-gorge postopératoire à fermeture Velcro® à l'avant

Style 2161


Tailles

S : 30-34 A, 30-32 B, 30 C
M : 36-40 A, 34-38 B, 32-36 C, 30-34 D, 30-32 DD, 30 DDD
L : 42-46 A, 40-44 B, 38-42 C, 36-40 D, 34-38 DD, 32-36 DDD, 30-34 G-H
1X : 48-52 A, 46-50 B, 44-48 C, 42-46 D, 40-44 DD, 38-42 DDD, 36-40 G, 36-38 H
2X : 54-58 A, 52-56 B, 50-54 C, 48-52 D, 46-50 DD, 44-48 DDD, 42-46 G, 40-44 H

Composition 80 % coton, 16 % nylon, 4 % élasthanne

- Spécialement conçu pour porter immédiatement après tout type de chirurgie mammaire ou pendant les traitements de radiothérapie, incluant l'irradiation mammaire partielle (grains radioactifs et curiethérapie).
- Le tissu de coton sans couture comprend une fermeture Velcro® à l'avant et des bretelles Velcro® permettant un accès facile aux régions traitées sans devoir se dévêtir complètement.
- Le tissu peut être coupé de chaque côté pour recevoir un cathéter pour les traitements de curiethérapie ou par grains radioactifs.
- Conçu pour le confort ultime de la femme durant ses traitements de radiothérapie partiel lorsque la constance de la dosimétrie (mesure des doses) est la plus importante.
- La bande inférieure sans couture repose confortablement et s'ajuste délicatement autour des cathéters de curiethérapie et du site d'irradiation tout en maintenant fermement les sacs de drainage n° 2107 (vendus séparément).
- Les pochettes en coton doux peuvent contenir des prothèses postchirurgicales en tissu (toutes les prothèses sont vendues séparément).
- Confort et fonctionnalité : À utiliser après toute chirurgie du sein ou de la paroi thoracique

Tissu doté d'un fini Naturexx



Couleur
 Blanc

Patricia Veste de compression à fermeture éclair à l'avant

Style 2863N

Tailles 32-46 B/C, D/DD; 48-52 B/C

Accessoires Comprend une prothèse postopératoire n° 2106 en fibre de rembourrage

Composition 92 % nylon, 8 % élasthanne

- Vêtement de compression léger fait de tissu gratté et moelleux qui évacue l'humidité tout en dissipant la chaleur corporelle.
- La fermeture éclair à l'avant permet à l'utilisatrice d'enfiler facilement la camisole et demeure solidement fermée. La patte intérieure avec agrafes offre une sécurité accrue.
- Des bretelles coussinées à Velcro® à position réglable permettent d'habiller la patiente ou d'accéder à l'orifice de drainage plus facilement.
- Les pochettes moulées dotées d'un fini Naturexx® évacuent l'humidité, pour un confort accru.

Utilisation prévue des vêtements de compression :

- Tous les types de chirurgie du sein (mastectomie, reconstruction, réduction et augmentation mammaires) et de la paroi thoracique
- Peut aider à comprimer uniformément la paroi thoracique et soutenir les tissus mammaires
- Aide à réduire les mouvements ou le déplacement des tissus et des implants
- Peut aider à protéger et à réduire l'irritation des tissus cicatriciels sensibles
- Peut aider à réduire le risque de lymphœdème
- Peut aider à réduire l'enflure, les hématomes et la douleur après la chirurgie

Essai clinique à l'Universitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH, Allemagne, W. Padberg, professeur en chef et docteur en médecine : Rapport sur les tests d'application du soutien-gorge de compression (Art-Nr. 0768), 01.06.-31.10.2009



Couleur
 Blanc

Bande de compression

Style	0776N (blanc)
Tailles	S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X
Composition	72 % nylon, 14 % polyester, 8 % coton, 6 % élasthanne
Indications	Reconstruction mammaire Augmentation mammaire Réduction mammaire

Nouvelle coupe conçue pour assurer un résultat optimal de la chirurgie en immobilisant le ou les seins opérés et en empêchant la migration des implants pendant le processus de guérison.

- Forme anatomique faite de tissu élastique résistant, pour un ajustement et une compression optimaux de la partie supérieure de la poitrine.
- Ne cause pas de marques ou d'irritation grâce à des tissus doux pour la peau. Fermeture à Velcro® à l'avant pour un ajustement simple et personnalisé.
- Nouveau rabat en Velcro® au milieu du dos s'attachant à un soutien-gorge de compression à l'aide d'une contre-pièce douce (le rabat en Velcro® peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé).
- Utilisation recommandée avec le soutien-gorge de compression **Patricia n° 2863**.
- Peut être utilisée avec tout soutien-gorge ou bandage.

Tailles	Bande du soutien-gorge	Tour de buste
S	30	Jusqu'à 26 1/2 po
M	32	26 3/4 - 28 1/2 po
L	34	28 3/4 - 30 1/2 po
XL	36	30 3/4 - 32 1/2 po
2X	38	32 3/4 - 34 1/2 po
3X	40	34 3/4 - 36 1/2 po
4X	42	36 3/4 - 38 po
5X	44	38 1/4 - 40 po



La bande de compression s'ajuste à l'arrière à la même hauteur que le soutien-gorge



À l'avant, la bande se fixe au-dessus du décolleté.



La bande est correctement placée lorsque l'étiquette Amoena est lisible lorsque vous regardez en bas à votre droite.

Instructions pour l'entretien des textiles

Tous les textiles Amoena (vêtements postopératoires, sous-vêtements, maillots de bain et foulards) doivent être lavés à la main avec un détergent doux et séchés sur une corde. Le détergent Woolite® n'est pas recommandé puisqu'il pourrait provoquer une dégradation accélérée des élastiques utilisés dans le produit. Reportez-vous aux instructions d'entretien figurant sur l'étiquette du produit pour plus de détails.

Accessoires postopératoires



Couleur
○ Blanc

Prothèse postopératoire en fibres de rembourrage

Style 2106

Tailles XS(28/30); S(32/34); M(36/38); L(40/42); XL(44); 2X(46); 3X(48); 4X(50); 5X(52)

Composition 67 % coton, 30 % polyester, 3 % élasthanne

- Offre une solution de symétrie ultra confortable, immédiatement après la chirurgie.
- Facile à ajuster au volume désiré en ajoutant ou en enlevant des fibres de rembourrage. Des fibres de rembourrage supplémentaires sont comprises.



Couleur
○ Blanc

Sac de drainage amovible

Style 2107

Tailles S, L

Composition 95 % coton, 5 % élasthanne

- S'attache au vêtement de façon sécuritaire grâce à la languette de Velcro®.
- Forme standard pour une utilisation avec les systèmes de drainage Jackson-Pratt®, Hemovac® ou autres.



Coquille PurFit en tissu

Style 034

Tailles 4 (XS); 6 (S); 8 (M); 10 (L); 12 (XL)

- Même coquille faite de tissu souple que celle vendue avec le complément ajustable PurFit.
- Le tissu respirant fournit un environnement hygiénique; parfait comme coquille de remplacement ou supplémentaire.
- Conçue pour une utilisation avec l'ensemble complet de compléments ajustables PurFit.



Fibres de rembourrage pour utilisation avec le complément ajustable PurFit

Style 033

Tailles 1 sac

- Fibres de rembourrage additionnelles pour une utilisation avec le complément ajustable PurFit, afin d'augmenter la taille du complément au volume souhaité.

La symétrie selon Amoena

Notre gamme de prothèses mammaires de classe mondiale met à la disposition de chaque femme le pur confort jumelé à une magnifique silhouette naturelle, et ce, juste au bout de vos doigts.

La gamme la plus complète

Chez Amoena, nous nous efforçons de vous soutenir en vous offrant des solutions adaptées à chaque femme. Vous savez que vous pouvez compter sur la qualité inégalée des produits Amoena et sur notre rapidité à répondre à vos besoins par l'élaboration de prothèses mammaires qui vous aident à créer une solution idéale et personnalisée pour toutes les femmes que vous servez.

Notre vaste gamme de produits offre aux femmes :

- La liberté de mouvement, avec Amoena Contact *Comfort+*
- La possibilité de laisser le corps respirer, avec Amoena Energy *Comfort+*
- Un drapé et une douceur naturels, avec Amoena Natura *Comfort+*
- Une symétrie parfaite, avec Amoena Balance *Comfort+*

Et nous savons que vous allez adorer la façon dont les femmes réagissent à la différence que seule la technologie *Comfort+* d'Amoena peut apporter. Veuillez consulter la page 14 pour en apprendre davantage.



Recherchez ces icônes lorsque vous sélectionnez la prothèse appropriée pour votre cliente :



InTouch | Formule de silicone améliorée et film extérieur doux et plus lisse offrant une prothèse mammaire d'apparence et de sensation des plus naturelles.



Adhésive | Prothèse mammaire qui adhère directement et fermement à la paroi thoracique, offrant à la femme une nouvelle sensation de liberté et de confiance.



Comfort+ | La technologie révolutionnaire de régulation de température absorbe, emmagasine et restitue la chaleur qui s'accumule derrière la prothèse, réduisant ainsi la transpiration et procurant un confort tout au long de la journée.



Circulation d'air | Un confort maximal est obtenu grâce à la capacité de circulation d'air derrière la prothèse mammaire, ce qui réduit la transpiration et augmente l'évaporation.

Qualité supérieure, faite à la main en Allemagne depuis 1975 !

En tant qu'instigateurs de la prothèse mammaire en silicone, des décennies d'expérience nous ont aidés à mettre en place des procédés de fabrication uniques qui produisent les prothèses les plus durables, les plus douces pour la peau et les plus naturelles qui soient. Nos normes rigoureuses garantissent que les produits commercialisés sont de la plus haute qualité et répondent aux normes DIN ISO 9001 et 13485 pour les dispositifs médicaux. Tous les films et les gels de silicone sont testés pour la compatibilité avec la peau selon la norme DIN ISO 10993.



Silicone souple InTouch et technologie *Comfort+*

Des innovations de pointe, exclusives à Amoena

Vous clients méritent ce qu'il y a de mieux et les technologies à base de silicone d'Amoena livrent la marchandise.

Ces deux particularités font des prothèses mammaires Amoena les plus souples et les plus naturelles, dans le respect de nos normes de durabilité. C'est prothèses rendent l'essayage plus facile que jamais tout en offrant une qualité supérieure et une sensation de confort ultime.



Offrir la sensation la plus naturelle : L'expérience InTouch

Amoena redéfinit continuellement la sensation de confort, de naturel et de confiance après une chirurgie du sein, et nous savons que les femmes veulent bien plus que de la technologie : elles veulent oublier qu'elles portent une prothèse mammaire. La silicone souple InTouch – la plus souple et la plus naturelle – leur permet d'y arriver.



 Seule InTouch offre la souplesse que vous et vos clientes recherchez. Pour en savoir plus, visitez le www.amoena.ca/intouch

comfort+

Offrir le confort rafraîchissant : La technologie *Comfort+*

La technologie *Comfort+* est faite de microcapsules qui aident à régulariser et à équilibrer les fluctuations de la température corporelle. Ce matériau breveté régularisant la température absorbe, emmagasine et libère la chaleur corporelle derrière la prothèse mammaire – pour un niveau de confort inégalé.



Absorbe l'excès de chaleur lors des montées de température.



Emmagasine la chaleur dans la prothèse.



Libère lentement la chaleur lorsque la température du corps diminue.



La technologie brevetée *Comfort+* est exclusive aux prothèses mammaires Amoena. Pour en savoir plus, visitez le www.amoena.ca/comfortplus




comfort+

L'asymétrie des seins se produit pour de nombreuses raisons, comme après une tumorectomie, une reconstruction, de multiples biopsies — et même naturellement. Les compléments mammaires Amoena Balance restaurent la forme de la poitrine et la symétrie corporelle. Conçus pour offrir un galbe naturel et pour s'adapter aux formes du corps féminin, ils remplissent parfaitement le bonnet du soutien-gorge et procurent une silhouette homogène et bien équilibrée.

Les compléments mammaires Amoena Balance sont faits de silicone souple développé en exclusivité par Amoena. Ces compléments mammaires d'une souplesse inouïe ont une forme bien définie et épousent fermement les contours du corps, de façon sécuritaire.

Dorénavant, tous les compléments mammaires Amoena Balance sont dotés de la technologie brevetée de régulation de température *Comfort+*. Sur sa face arrière, chaque complément mammaire contient une couche de silicone allégé contenant des microcapsules *Comfort+* qui absorbent et accumulent la chaleur lors d'une élévation de la température corporelle, puis qui la libèrent pour réchauffer le corps lorsque la température diminue. Ce procédé réduit l'accumulation de chaleur et la transpiration derrière le complément et procure à l'utilisatrice un confort optimal toute la journée.

Selon le site de la chirurgie et la quantité de tissu manquant, les compléments mammaires Amoena sont offerts dans différentes formes, tailles et épaisseur, pour un ajustement le plus parfait possible.



Compléments mammaires avec *Comfort+*

Avantages supplémentaires :

- Deux couches de silicone souple enveloppent le sein et remplissent parfaitement le bonnet du soutien-gorge, pour une silhouette harmonieuse.
- Les bords amincis assurent une transition parfaite et invisible avec le corps.
- La face arrière, faite de silicone allégé, intègre le matériau de régulation de température *Comfort+*, pour réduire l'accumulation de chaleur derrière la prothèse. (voir page 15 pour plus d'informations sur la technologie *Comfort+*)
- La surface arrière présente des canaux de ventilation qui permettent à l'air de circuler librement, ce qui contribue à favoriser l'évaporation et à réduire la transpiration derrière la prothèse.



Amoena Balance Delta, 282A

Amoena Balance Contact

Les compléments mammaires Amoena Balance Contact comportent un adhésif doux pour la peau sur leur face arrière qui permet au complément d'adhérer directement au corps, épousant ainsi tous ses mouvements. Avec l'ajout de *Comfort+* au complément mammaire, sa face arrière adhésive a été modifiée pour offrir une sensation plus confortable et sécurisante. Il est recommandé de porter un complément Contact avec un soutien-gorge, pour plus de sécurité.



Amoena Balance Contact Varia, 286

Trousse d'ajustement Balance

Style BFKit13


Contient (modèles et tailles) :

Delta 282A	3/4; 5/6
Delta 282B	1/2; 7/8; 9/10
Delta Contact 284B	5/6
Oval 283A	2/3; 4/5
Oval 283B	0/1; 6/7; 8/9
Oval Contact 287B	4/5
Varia 285	S,M,XL
Varia Contact 286	L

- Trousse d'ajustement complet permettant de déterminer efficacement la taille et la forme requises.
- Chaque trousse comprend 3 formes et 16 tailles.
- L'étui de transport sécuritaire et compartimenté facilite le transport lors de visites de vente ou de formation continue.




Restaure forme et symétrie




Deltaïque

Balance Delta 282A
Balance Delta 282B
Balance Contact Delta 284B



Ovale

Balance Oval 283A
Balance Oval 283B
Balance Contact Oval 287B



Varia

Balance Varia 285
Balance Contact Varia 286

Gamme Amoena Balance

Épaisseur	A Mince		B Épais		
Forme	Deltaïque	Ovale	Deltaïque	Ovale	Varia
Amoena Balance	 Balance Delta 282A Tailles : 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10	 Balance Oval 283A Tailles : 0/1, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9	 Balance Delta 282B* Tailles : 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10	 Balance Oval 283B Tailles : 0/1, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9	 Balance Varia 285 Tailles : S, M, L, XL
Amoena Balance Contact			 Balance Contact Delta 284B Tailles : 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10	 Balance Contact Oval 287B Tailles : 0/1, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9	 Balance Contact Varia 286 Tailles : S, M, L, XL




























*Aussi offerte en couleur fauve dans toutes les tailles

Prothèses mammaires Amoena

Gamme de prothèses mammaires

Lorsque vous procédez à l'ajustement d'une prothèse mammaire, il est essentiel de dresser un tableau précis des besoins personnels de la femme. Est-ce que son mode de vie ou toute autre caractéristique physique font qu'un type précis de prothèses pourrait lui être particulièrement bénéfique? Le choix d'une prothèse appropriée commence par un soutien-gorge bien ajusté. Avant de sélectionner la prothèse mammaire, mesurez d'abord la femme en fonction d'un soutien-gorge Amoena. Choisissez ensuite la prothèse mammaire dont les caractéristiques correspondent aux besoins spécifiques de la femme.

Pour déterminer la bonne taille de prothèses mammaires, veuillez consulter le tableau des tailles de prothèses mammaires à la fin de ce catalogue. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des combinaisons actuellement disponibles de gammes, de formes, de profils de bonnet, de poids et de couleurs des prothèses Amoena.

Profil du bonnet	1 Affaissé		2 Moyen		3 Fort		
Forme	Symétrique	Symétrique	Asymétrique	Extra Universel	Symétrique	Asymétrique	Extra Universel
Contact Comfort+	 Contact 1S 384C Tailles 1-14	 Contact 2S 381C Tailles 1-12  Contact Lt 2S 380C Tailles 1-14	 Contact 2A 383C Tailles 0-12 G/D		 Contact Lt 3S 385C Tailles 0-10		 Contact 3E 386C Tailles 1-14 G/D
Energy Comfort+	 Energy 1S 349S Tailles 1-12	 Energy Lt 2S 342S* Tailles 1-14		 Energy 2U 347S Tailles 1-14  Energy Lt 2U 341S Tailles 1-14			 Energy Lt 3U 340S Tailles 1-14
Natura Comfort+	 Natura 1S 396 Tailles 1-14  Natura Lt 1S 664 Tailles 1-14	 Natura Lt 2S 390* Tailles 1-17	 Natura Lt 2A 392 Tailles 0-14 G/D	 Natura 2U 394 Tailles 1-14  Natura Lt 2U 399 Tailles 1-14	 Natura Lt 3S 391 Tailles 0-12	 Natura Lt 3A 373N* Tailles 4-12 G/D	 Natura 3E 397 Tailles 1-14 G/D
Essential	 Essential 1S 630 Tailles 1-12	 Essential Lt 2S 442* Tailles 1-17  Essential Lt 2A 356 Tailles 0-14 G/D	 Essential 2A 353 Tailles 0-12 G/D	 Essential 2E 474* Tailles 0-12	 Essential 3S 363 Tailles 0-12		 Essential Lt 3E 556* Tailles 1-14 G/D

*Aussi offerte en couleur fauve dans la plupart des tailles




Avantages

- Adhère directement à la peau et bouge avec le corps.
- Reste bien en place lors de chaque mouvement.
- Soulage la pression au niveau des épaules – idéal pour les femmes souffrant de lymphoedème ou ayant une forte poitrine.
- Facile à porter et à entretenir.
- Offre plus de liberté dans le choix des vêtements, tels que des robes décolletées.
- Offre aux femmes un plus grand sentiment de sécurité et de confiance.

Technologie

Des tests ont démontré qu'il existe une grande variabilité individuelle quant à la durée de l'adhérence. Un entretien quotidien est essentiel pour une adhérence durable de la surface perlée Contact. Voir page 25 pour les accessoires de soins de la peau et d'entretien de la prothèse.





Cette prothèse mammaire offre un confort amélioré (voir page 14).

1 } Affaîssé	2 } Moyen			3 } Fort			
Symétrique	Symétrique	Asymétrique	Extra	Universel	Symétrique	Asymétrique	Extra
Contact 1S 384C Tailles 1-14	Contact 2S 381C Tailles 1-12	Contact 2A 383C Tailles 0-12 G/D			Contact Light 3S 385C Tailles 0-10		Contact 3E 386C Tailles 1-14 G/D
	Contact Light 2S 380C Tailles 1-14						

Comment utiliser Amoena Contact

Application de la prothèse Amoena Contact

La paroi thoracique doit être parfaitement nettoyée à l'aide de lingettes nettoyantes toniques Amoena pour la préparation de la peau. Ensuite, assurez-vous que la zone est parfaitement sèche. Plus la peau est propre et sèche, mieux la prothèse mammaire adhèrera. Veuillez ne pas toucher la surface adhésive de la prothèse, car cela pourrait nuire à son adhérence.



1. Faites glisser votre bretelle de soutien-gorge par-dessus votre épaule et passez-y votre bras. Penchez-vous vers l'avant.

2. En utilisant votre main du côté non opéré, saisissez la bretelle et éloignez le bonnet de votre corps.

3. Prenez la prothèse de l'autre main et tout en étant penchée vers l'avant, placez-la dans le bonnet de votre soutien-gorge. Assurez-vous que la prothèse est parfaitement positionnée dans le bonnet.

4. Le côté le plus élevé de la prothèse doit être placé vers le haut du bonnet, où s'attache la bretelle.




5. Placez votre main libre à l'extérieur du bonnet. Relevez-vous lentement en appuyant soigneusement la prothèse en place contre votre corps.

6. Tirez la bretelle du soutien-gorge par-dessus votre épaule et appuyez à nouveau sur la prothèse pour vous assurer qu'elle est solidement fixée.

7. Vérifiez l'ajustement. Si la position de la prothèse doit être ajustée, il suffit de la retirer et de la repositionner.

Retrait de la prothèse Amoena Contact



1. Saisissez la prothèse avec une main et penchez-vous vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez le poids de la prothèse dans votre main.

2. À partir du point le plus éloigné de la zone de la cicatrice, tirez délicatement sur la prothèse.


3. Si la surface adhésive de la prothèse Amoena Contact se colle accidentellement sur elle-même lors du retrait, elle peut être séparée en la tenant sous l'eau courante.



4. Le bout des doigts doit être placé aussi près que possible du bord de la prothèse.

5. Veuillez faire preuve de prudence si vous avez de longs ongles. Ils peuvent endommager la pellicule externe.

Nettoyage de la prothèse mammaire Amoena Contact




1. Déposez trois gouttes du nettoyant Soft Cleanser sur la surface adhésive sèche puis mouillez la brosse spéciale avec de l'eau tiède.



2. Frottez fermement la surface adhésive avec la brosse pendant environ trois minutes, en effectuant des mouvements circulaires.



3. Rincez abondamment à l'eau tiède.



4. Laissez sécher à l'air.

2U : La forme unique



Compte tenu des changements de tendances en chirurgie, Amoena vous offre plus d'options, de commodité et de confort avec la forme 2U.

Qu'est-ce qui rend la forme 2U si spéciale?


- La courbe anatomique sous le bras laisse de l'espace pour les tissus subsistants ou un lymphoedème axillaire, pour un ajustement des plus confortables et non irritant (pas de frottement sous le bras).
- L'extension symétrique protège le tissu cicatriciel sensible contre le frottement et permet également de combler l'espace sous le bras pour les femmes qui ont besoin d'une couverture plus large.
- La transition avec la paroi thoracique est légèrement plus élevée qu'avec notre forme 2A, offrant ainsi une transition en douceur et une belle silhouette. Voir les conseils d'essayage ci-dessous.

Placer la prothèse dans le soutien-gorge, l'extension latérale sous le bras.

La forme U2 est offerte dans les segments **Natura** et **Energy**.


Conseils d'essayage : Combiner les avantages d'autres formes en une seule solution.

Forme 1S




Transition graduelle haute dans la partie supérieure de la paroi thoracique

Forme 2A




Extension prolongée sous le bras

Forme 3E



Ligne supérieure basse qui favorise le décolleté

Forme 2U







comfort+

Caractéristiques novatrices pour un confort maximal

Benefits

- Réduit la transpiration à l'arrière de la prothèse mammaire et peut contribuer à augmenter le taux d'évaporation pendant l'exercice, les traitements médicaux ou les bouffées de chaleur.
- Réduit l'excès de chaleur à l'arrière de la prothèse mammaire pour aider à maintenir une température uniforme et confortable toute la journée.
- Peut aider à prévenir les odeurs et offre une sensation de fraîcheur et de propreté
- Les modèles allégés peuvent réduire la tension exercée sur les épaules et le cou ainsi que les problèmes de dos. Idéal pour les femmes souffrant de lymphoedème, d'ostéoporose ou d'arthrite.
- Les formes universelles 3U et 2U offrent plus d'options d'ajustement.
- 30 % plus de matériau Comfort+ que les autres prothèses Amoena Comfort+.



Technologie

La surface perlée tridimensionnelle exclusive au dos de la prothèse permet à l'air de circuler librement derrière celle-ci. La ventilation qui en résulte réduit la transpiration et augmente l'évaporation.

Cette prothèse mammaire offre un confort amélioré (voir page 14).

1 Affaissé	2 Moyen				3 Fort		
Symétrique	Symétrique	Asymétrique	Extra	Universel	Symétrique	Asymétrique	Universel
Energy 1S 349S Tailles 1-12	Energy Light 2S 342S* Tailles 1-14			Energy 2U 347S Tailles 1-14			Energy Light 3U 340S Tailles 1-14

*Aussi offerte en couleur fauve



Avantages


- Conçue pour offrir une sensation et une apparence plus naturelles.
- Bouge naturellement avec le corps et s'aplatit lorsque la femme se couche.
- Prend rapidement la température du corps.

Voici la nouvelle prothèse Natura 2U

Forme universelle qui peut être tournée comme une prothèse asymétrique. La transition sur la paroi thoracique est légèrement plus haute que celle de la forme 2A et la prothèse se prolonge sous le bras pour combler les tissus manquant chez les femmes qui nécessitent une plus grande couverture. Cette forme polyvalente vous offre davantage d'options d'essayage pour assurer à votre cliente un ajustement parfait.

Technologie

Cette prothèse mammaire est offerte en deux options, selon le type de tissu auquel vous devez vous adapter lors de l'essayage. Les styles 396 et 397 ont une couche avant plus douce et une couche arrière plus ferme qui correspond au drapé d'un sein plus petit. Extrêmement doux au toucher, ils ont un poids environ 10 % inférieur aux prothèses de silicone standards. Dans toutes les autres prothèses Natura, les couches sont inversées : la couche arrière est plus souple que la couche avant, ce qui correspond aux propriétés physiques d'un sein plus volumineux.



Cette prothèse mammaire offre un confort amélioré (voir page 14).


1 Affaissé	2 Moyen				3 Fort		
Symétrique	Symétrique	Asymétrique	Extra	Universel	Symétrique	Asymétrique	Extra
Natura 1S 396 Tailles 1-14				Natura 2U 394* Tailles 1-14			Natura 3E 397 Tailles 1-14 G/D
Natura Light 1S 664 Tailles 1-14	Natura Light 2S 390* Tailles 1-17	Natura Light 2A 392 Tailles 0-14 G/D		Natura Light 2U 399 Tailles 1-14	Natura Light 3S 391 Tailles 0-12	Natura Light 3A 373N* Tailles 4-12 G/D	

*Aussi offerte en couleur fauve : 390-TW en tailles 3 à 15; 373N-TW en toutes les tailles



Avantages

- Conçue pour répondre aux besoins essentiels quotidiens des femmes après une chirurgie du sein.
- Confortable à porter et apparence naturelle.



Technologie

Rehaussée d'une pellicule extra douce et d'une formulation de silicone souple, notre gamme de prothèses Amoena Essential est faite avec soin et selon les plus hauts standards technologiques.

1 Affaissé	2 Moyen				3 Fort		
Symétrique	Symétrique	Asymétrique	Extra	Universel	Symétrique	Asymétrique	Extra
Essential 1S 630 Tailles 1-12		Essential 2A 353 Tailles 0-12 G/D	Essential 2E 474* Tailles 0-12		Essential 3S 363 Tailles 0-12		
	Essential Light 2S, 442* Tailles 1-17	Essential Light 2A, 356 Tailles 0-14 G/D					Essential Light 3E, 556* Tailles 1-14 G/D

*Aussi offerte en couleur fauve : 442TW en tailles 3 à 17; 474TW en tailles 3 à 12; 556TW en tailles 4 à 14 G/D

Accessoires pour prothèses mammaires



Mamelons adhésifs

Style 136 Ivoire
137 Amande (illustré)
138 Bronze
139 Fauve
134 Trousse de démonstration

Tailles Petit (1 3/8 po)
Médium (1 9/16 po)
Large (2 po)

Emballage 2 per case

- Adhèrent solidement à une prothèse ou à un complément mammaire, ou sur le sein naturel ou reconstruit, grâce à un adhésif en silicone.
- Livrés avec une bouteille de 30 ml de nettoyant Amoena Soft Cleanser.
- La trousse de démonstration présente un article de chaque couleur dans chaque taille, afin de déterminer la taille et la couleur appropriée (pour les détaillants seulement).



Coussinets protecteurs et pellicules pour prothèses Contact

Style 171 G/D pour Style 386
170 G/D pour Style 383
172 pour Styles 381, 380
167 pour Style 384
145 pour Style 284B

Emballage 1 coussinet protecteur
2 pellicules par sac

- Le coussinet protecteur permet de porter les prothèses adhésives façon traditionnelle, dans un soutien-gorge à pochettes.
- Les pellicules protègent l'adhésif durant l'entreposage.

Guide des tailles des coussinets protecteurs

Style de la prothèse	Style du coussinet	Taille de la prothèse mammaire														
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
386	171 G/D		1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13
385	172		3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11		
384	167		1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13
383	170 G/D	1	1	1	3	3	5	5	7	7	10	10	12	12		
381	172		3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11		
380	172		3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11	13	13
284B	145		1	1	3	3	5	5	7	7	9	9				

Couvre-prothèses

Style	Convient pour les prothèses n°	Forme de la prothèse	Tailles	Couleurs	Emballage
151*	392, 383, 373N, 356, 353	2A	0-12 G/D	IV	1
160	442, 391, 390, 381, 380, 363, 342	2S, 3S	1-17	IV, TW	1

*Abandonné – disponible jusqu'à épuisement des stocks

Emballage des prothèses mammaires

Les prothèses mammaires Amoena Contact, Energy, Individual et Natura comprennent :

- Étui de transport souple

Les prothèses mammaires Contact et les compléments mammaires Balance Contact comprennent :

- 2 bouteilles de 30 ml de nettoyant Soft Cleanser
- 1 tube de 10 ml de gel-crème Skin Balance
- 6 lingettes nettoyantes toniques pour la préparation de la peau
- 1 brosse souple
- 1 coussinet protecteur; 2 pellicules protectrices

Soins de la peau et entretien des prothèses

Le système de soins de la peau et d'entretien des prothèses est maintenant encore plus doux et plus approprié pour tous les types de peau.

Parfaite pour les soins de la peau des femmes après une chirurgie mammaire, et formulée spécifiquement pour être utilisée sur la face adhésive des prothèses Amoena Contact et des compléments Amoena Balance Contact, la gamme de produits de soins et d'entretien est maintenant exempte d'agents de conservation et de colorants.

Les produits du système de soins et d'entretien sont conçus pour être utilisés conjointement et quotidiennement par les utilisatrices des prothèses et compléments Contact. L'utilisation d'autres produits de soins de la peau n'est pas recommandée puisque les différents parfums, huiles et autres ingrédients cosmétiques peuvent altérer l'adhérence de la prothèse Amoena Contact.



Soft Cleanse
et brosse souple

Le nettoyant Amoena Soft Cleanser est spécialement formulé pour la surface adhésive des prothèses Contact et ne contient aucune substance à base d'huile. Il est aussi indiqué pour le nettoyage des prothèses mammaires non adhésives. Il est exempt de PEG et de dérivés de PEG, de colorants et de parabènes.

Pour une meilleure adhérence, utiliser quotidiennement le nettoyant Amoena Soft Cleanser avec la brosse souple Amoena.

Article n° 08703 / Format : 150 ml

La brosse est développée spécifiquement pour les prothèses Amoena Contact et elle présente des poils ronds et soyeux qui n'endommagent pas la surface adhésive.

Article n° 08903 / 1 unité



Lingettes nettoyantes toniques
pour la préparation de la peau

Les lingettes nettoyantes toniques Amoena assurent un nettoyage en douceur et en profondeur de la peau. Elles éliminent les cellules mortes de la peau et pour une meilleure adhérence, elles doivent toujours être utilisées avant de porter une prothèse Amoena Contact. La nouvelle formulation est très douce pour la peau sensible et elle est exempte d'agents de conservation, de colorants et de parfums.

Article n° 08003 / 30 lingettes



Gel-crème
Skin Balance

La nouvelle formulation du gel-crème Skin Balance d'Amoena a été développée pour les femmes qui portent la prothèse Amoena Contact. Il contient des nutriments hydratants qui n'altèrent pas l'adhérence de la prothèse mammaire. Testé dermatologiquement, le gel-crème Skin Balance contient des ingrédients naturels comme de l'huile d'avocat, de l'hamamélis, du bisabolol (substance active de la camomille), de l'arginine ainsi que des vitamines telles que la provitamine B5 et la vitamine E. Le Skin Balance Gel-Cream ne contient aucun agent de conservation, colorant, PEG ou dérivés de PEG, paraffine (huiles minérales). Il est exempt d'agents de conservation, de colorants, de PEG et de dérivés de PEG et de paraffine (huile minérale).

Article n° 08203 / Format : 75 ml



Trousse de voyage pour soins de
la peau et entretien des prothèses

Contient 2 lingettes nettoyantes toniques pour la préparation de la peau, 1 bouteille de nettoyant Soft Cleanser, une brosse souple et un tube de gel-crème Skin Balance.

Article n° 05901

Instructions d'entretien et garantie des prothèses

Amoena recommande un nettoyage quotidien pour garantir que les prothèses et les compléments mammaires restent en bon état.

À l'exception des produits Amoena Contact, les prothèses mammaires doivent être nettoyées avec un savon doux, comme le nettoyant Amoena Soft Cleanser, et de l'eau tiède. La prothèse peut être séchée avec un chiffon doux ou une serviette.

Il faut éviter d'utiliser de la poudre de talc et des lotions pour le corps sur ou autour de la zone où la prothèse est appliquée.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la prothèse mammaire doit être conservée sur son support, à l'intérieur de l'étui de transport souple ou dans sa boîte.

Pour plus de détails, référez-vous toujours aux instructions d'entretien inscrites sur l'emballage du produit en question.

Amoena Contact

Une procédure de soins et de nettoyage différente est requise pour les prothèses mammaires Amoena Contact. Veuillez vous référer au guide d'instructions fourni avec la prothèse ou à la page 19 de ce catalogue.

Garantie des prothèses mammaires

Les prothèses et compléments mammaires Amoena sont garantis pour une période de deux ans, à moins d'indication contraire. Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec le produit pour obtenir tous les détails.

Amoena Everyday

Informez-vous
à votre
représentante pour
obtenir plus de
renseignements.




La magnifique collection de lingerie Amoena Everyday donne aux femmes un choix féminin et tendance après une chirurgie mammaire tout en proposant la combinaison idéale de confort et de style. Spécialement confectionnée pour répondre aux besoins de la femme, elle offre une solution parfaite pour chaque occasion : classiquement féminine, élégante, moderne ou sportive.

Pour les occasions spéciales, la ligne Amoena Seduction apporte une touche de romantisme à la lingerie Amoena. Offerts de façon saisonnière, les ensembles de soutiens-gorges à pochette et de culottes Amoena Seduction sont conçus en utilisant des tissus et des dentelles issus des dernières tendances de couleurs.



Avec
pochettes
CoolMax




Annabell bonnets souples

Style	2126
Tailles	34-38 AA; 34-40 A,B,C,D
Profil de bonnet	Moyen
Agrafes	2 rangées : cup AA; 34-38 A,B; 34-36 C 3 rangées : 40 A,B; 38-40 C; cup D
Composition	51 % nylon, 36 % polyester, 11 % élasthanne, 2 % rayonne

Couleur

- Blanc
- Pearl Beige
- Noir

- Pochettes CoolMax*
- Dentelle décorative sur la partie supérieure des bonnets et les bretelles
- Bretelles ajustables : Élastiques : bonnets AA,A; 34-38 B; 34-36 C; Rigides : 40 B; 38-40 C; bonnet D



Ava bonnets souples

Style	2115
Tailles	34-52 B,C; 36-46 D, DD
Profil de bonnet	Fort
Agrafes	3 rangées : 34-46 B; 34-46 C; 36-38 D 4 rangées : 48-52 B,C; 40-46 D; cup DD
Composition	45 % nylon, 43 % polyester, 12 % élasthanne, pochettes en coton

Couleur

- Blanc
- Beige Perle

- Idéal pour les poitrines fortes
- Bretelles rigides ajustables



Couleur*

● Chair

*Noir à venir cet automne

Barbara bonnets moulés à armature avec bretelles convertibles

Style	0457
Tailles	32-40 A,B,C; 32-38 D
Profil de bonnet	Moyen
Agrafes	3 rangées : 32-40 A, B, C; 32-38 D
Composition	75 % nylon, 11 % polyester, 14 % élasthanne

- Pochettes en maille
- Bonnets moulés pour une silhouette sans coutures uniforme
- Options de bretelles polyvalentes; offert avec des bretelles transparentes pour une option à bretelles invisibles
- De la silicone souple aide le soutien-gorge sans bretelles à rester en place
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Couleur


○ Blanc

○ Beige Perle

Bella bonnets souples

Style	2114
Tailles	34-42 A; 34-44 B; 34-46 C; 36-46 D
Profil de bonnet	Moyen
Agrafes	2 rangées : 34-38 A,B; 34 C 3 rangées : 40-42 A; 40-44 B; 36-38 C 4 rangées : 40-46 C; 36 D 5 rangées : 40-46 D
Composition	48 % polyester, 41 % nylon, 11 % élasthanne

- Pochettes en coton
- Choix idéal pour les poitrines affaissées
- Bretelles élastiques ajustables



Couleur

○ Blanc

Carmen bonnets souples coupés et cousus

Style	0700
Tailles	36-48 A; 34-48 B,C,D; 36-46 DD; 38-46 DDD
Profil de bonnet	Moyen
Agrafes	2 rangées : 36-38 A; 34-38 B; 34-36 C,D 3 rangées : 40-42 A,B; 38-42 C,D; 36-40 DD; 38-40 DDD 4 rangées : 44-48 A,B,C,D; 42-46 DD,DDD
Composition	61 % nylon, 20 % élasthanne, 12 % coton, 7 % rayonne

- Confort toute la journée, coupe impeccable et dentelle élégante
- Pochettes en maille
- Bretelles coussinées et fuselées pour plus de confort
- Bonnets trois-pièces offrant un bon soutien
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Couleur

- Blanc
- Noir

Dana soutien-gorge camisole à bonnets souples

Style 0862 (Blanc); 0750 (Noir)

Tailles 32-40 AA; 32-44 A,B,C; 34-42 D,DD

Profil de bonnet Moyen

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B,C; 34 D
3 rangées : 40-44 A; 38-44 B,C; 36-42 D; 34-42 DD

Composition 84 % nylon, 16 % élasthanne

- Pochettes moulées en microfibre
- Bretelles fuselées pour plus de confort
- La dentelle décorative à l'avant offre une solution ingénieuse pour cacher les cicatrices ou les marques de radiation
- Bretelles élastiques ajustables



Couleur

- Blanc
- Beige Perle

Dorothy bonnets souples

Style 2123


Tailles 32-38 AA; 32-42 A; 32-44 B; 34-44 C

Profil de bonnet Affaisé

Agrafes 2 rangées : cups AA,A; 32-38 B; 34-36 C
3 rangées : 40-44 B; 38-44 C

Composition 57 % polyester, 34 % nylon, 9 % élasthanne

- Pochettes en coton
- Choix idéal pour les poitrines affaissées
- Bretelles ajustables : Élastiques : bonnets AA,A; 34-38 B; 34-36 C; Rigides : 40-44 B; 38-44 C



Couleur

- Blanc
- Beige Perle
- Noir

Ella bonnets souples

Style 2133


Tailles 32-42 B; 34-46 C,D,DD; 36-42 DDD

Profil de bonnet Fort

Agrafes 3 rangées : 34-42 B; 34-42 C; 34-40 D,DD
4 rangées : 44-46 C; 42-46 D,DD; cup DDD

Composition 61 % polyester, 35 % nylon, 4 % élasthanne

- Pochettes en maille
- Idéal pour les poitrines fortes
- Bretelles élastiques ajustables et coussinées



Greta bonnets souples à fermeture à l'avant et à l'arrière

Style	2124
Tailles	34-42 A,B; 34-44 C; 36-44 D; 38-44 DD
Profil de bonnet	Moyen/Fort
Agrafes	2 rangées : 34-38 A,B; 34-36 C
Back Closure	3 rangées : 40-42 A,B; 38-44 C; cups D 4 rangées : cups DD
Composition	63 % polyester, 29 % nylon, 8 % élasthanne

Couleur

- Blanc
- Beige Perle

- Pochettes en coton
- La fermeture à l'avant et à l'arrière offre une option aux femmes dont l'amplitude de mouvement est limitée
- Bretelles ajustables : Élastiques : bonnets A,B; 34-42 C; Rigide : 44 C; bonnets D,DD




Isabel soutien-gorge camisole à bonnets souples coupés et cousus

Style	2118
Tailles	32-38 AA; 32-44 A; 32-46 B,C; 32-42 D; 38-42 DD
Profil de bonnet	Moyen
Agrafes	2 rangées : 32-38 AA; 32-44 A,B,C 3 rangées : 42-46 B,C; 34-40 D; 34-38 DD 4 rangées : 42 D; 38-42 DD
Composition	51 % nylon, 36 % polyester, 11 % élasthanne, 2 % rayonne

Couleur

- Blanc
- Noir
- Lueur de bougie

- Pochettes de coton
- La dentelle décorative sur la poitrine offre une solution intelligente pour cacher les cicatrices ou les brûlures de radiation, pour les décolletés plus profonds
- Bretelles élastiques ajustables



Isadora SB soutien-gorge pour poitrines plus fortes

Style	0947 (Blanc); 0948 (Chair)
Tailles	34-50 A; 32-48 B,C,D; 32-44 DD,DDD,G
Profil de bonnet	Moyen/Fort
Agrafes	2 rangées : 34-40 A; 32-40 B,C; 32-38 D 3 rangées : 42-50 A; 42-48 B,C; 40-48 D; 32-44 DD,DDD,G
Composition	57 % polyester; 18 % élasthanne; 15 % coton; 10 % nylon

Couleur

- Blanc
- Chair

- Bonnets trois-pièces offrant un excellent soutien
- Broderies cachemire décorative pour une touche d'élégance
- Pochettes en maille
- Les larges bretelles ajustables procurent confort et soutien
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien




Couleur
 Blanc

Jasmin bonnets souples en coton extensible

Style	0900N
Tailles	32-40 AA,A,B; 34-40 C
Profil de bonnet	Affaisé/Moyen
Agrafes	2 rangées : 32-40 AA,A,B; 34-40 C
Composition	72 % coton, 11 % polyester, 9 % élasthanne, 8 % nylon

- Pochettes en coton
- Bonnets en dentelle de coton extensible pour plus de confort
- Partie supérieure du bonnet élastique pour un ajustement étroit et sûr
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Couleur
 Chair
 Noir

Kelly bonnets souples coupés et cousus

Style	2153
Tailles	34-46 B,C,D,DD; 36-44 DDD
Profil de bonnet	Fort
Agrafes	3 rangées : 34-42 B,C; 34-40 D; 34-40 DD 4 rangées : 44-46 B,C; 42-46 D,DD; cup DDD
Composition	86 % polyester, 12 % nylon, 2 % élasthanne

- Les pochettes CoolMax®* restent fraîches et sèches
- Bretelles élastiques ajustables avec dentelle décorative à l'avant




Couleur
 Blanc cassé
 Chair
 Noir

Lara bonnets souples moulés en mousse (soutien-gorge invisible)

Style	0752 (Blanc cassé); 0674 (Chair); 0675 (Noir)
Tailles	34-40 AA; 32-40 A,B,C; 34-40 D
Profil de bonnet	Moyen
Agrafes	2 rangées : 34-40 AA; 32-40 A,B,C; 34-40 D
Composition	83 % nylon, 17 % élasthanne

- Pochettes moulées en microfibre
- Bonnets moulés légèrement coussinés pour un aspect lisse; feuille décorative brodée au centre à l'avant
- Les bonnets moulés en mousse recouverts de microfibre élastique bidirectionnelle épousent les contours du corps pour une silhouette uniforme
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Lara Comfort bonnets souples en mousse, soutien-gorge invisible à confort accru

Style 0956 (Chair); 0955 (Noir)

Tailles 32-44 B,C,D,DD

Profil de bonnet Moyen/Fort

Agrafes 2 rangées : 32-34 B; 32 C
3 rangées : 36-44 B; 34-44 C;
32-44 D,DD


Composition 85 % nylon, 15 % élasthanne

- Pochettes en microfibre
- Bonnets moulés légèrement coussinés pour un aspect lisse
- Les bonnets moulés en mousse recouverts de microfibre élastique bidirectionnelle épousent les contours du corps pour une silhouette uniforme
- Bretelles fuselées légèrement coussinées pour plus de soutien et de confort
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien

Couleur

 Chair

 Noir



Lara Comfort 3D bonnets souples innovateurs avec cordon en tissu tridimensionnel

Style 0437 (Chair); 0436 (Noir)

Tailles 32-44 A,B,C,D,DD

Profil de bonnet Moyen

Agrafes 2 rangées : 32-36 A; 32-34 B; 32 C
3 rangées : 38-44 A; 36-44 B;
34-44 C; 32-44 D,DD

Composition 85 % nylon, 15 % élasthanne

- Pochettes en microfibre
- Bonnets moulés légèrement coussinés avec cordon en tissu tridimensionnel inséré dans un ourlet, qui soutient comme une armature
- Les bonnets moulés en mousse recouverts de microfibre élastique bidirectionnelle épousent les contours du corps pour une silhouette uniforme
- Bretelles fuselées légèrement coussinées pour plus de soutien et de confort
- Bretelles élastiques ajustables

Couleur

 Chair

 Noir



Lea à armature, avec bonnets moulés et rembourrés

Style 0732 (Blanc cassé); 0780 (Noir)

Tailles 32-40 A,B,C; 34-38 D

Profil de bonnet Moyen

Agrafes 2 rangées : 32-36 A; 32 B
3 rangées : 38-40 A; 34-40 B,C; cup D

Composition 85 % polyester, 15 % Lycra®

- Pochettes moulées en maille
- Délicats accents de broderie féminine
- Bretelles convertibles : croisées, en licou, et option de bretelles transparentes

Couleur

 Blanc cassé

 Noir



NOUVEAU



Couleur

○ Blanc



Lucia bonnets moulés à armature avec bretelles convertibles

Style 0456

Tailles 32-40 AA,A,B,C,D; 34-38 DD

Profil de bonnet Moyen

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA,A; 32-38 B; 32-36 C; 32 D
3 rangées : 40 B; 38-40 C; 34-40 D; 34-38 DD


Composition 76 % nylon, 24 % élasthanne

- Pochettes en maille
- Soutien-gorge à couches espacées avec bonnets coussinés perméables à l'air pour une apparence lisse
- Options de bretelles polyvalentes; bretelles supplémentaires incluses dans l'emballage
- Détails à pierres de Rhin élégants à l'avant des bretelles et au centre
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Aplait le dos

NOUVEAU



Couleur*

● Chair

Magdalena soutien-gorge aplanissant le dos pour poitrines fortes

Style 0463

Tailles 34-48 B,C,D,DD,DDD


Profil de bonnet Moyen/Fort

Agrafes 4 rangées : 34-42 B; 34-40 C; 34-38 D; 34-36 DD; 34 DDD
5 rangées : 44-48 B; 42-48 C; 40-48 D; 38-48 DD; 36-48 DDD


Composition 54 % nylon, 24 % élasthanne, 22 % polyester

- Pochettes en microfibre
- Panneaux arrières et latéraux hauts pour plus de confort, qui uniformise la silhouette sous les vêtements
- Bretelles ajustables rigides; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien

*Noir à venir à l'automne 2014



Dispose d'un fini Naturexx



Couleur

● Chair

● Noir

● Blush

Marlena bonnets souples sans couture

Style 2167N


Tailles 34-42 A,B,C; 32-42 D,DD

Profil de bonnet Moyen

Agrafes 2 rangées : 34-38 A,B,C; 32-36 D
3 rangées : 40-42 A,B,C; 38-42 D; cup DD

Composition 86 % nylon, 14 % élasthanne

- Pochettes en microfibre
- Le fini Naturexx permet l'évacuation de l'humidité
- Fermeture à agrafes avec endos coussiné
- Bretelles élastiques ajustables et coussinées




Mona bonnets souples moulés

Style 0606 (Blanc); 0568 (Champagne); 0614 (Cognac); 0591 (Noir)

Tailles 32-42 AA,A,B; 34-40 C,D; 34-38 DD

Profil de bonnet Moyen


Couleur

-  Blanc
-  Champagne
-  Cognac
-  Noir

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A,B; 34-36 C,D,DD
3 rangées : 42 AA; 40-42 A,B; 38-40 C,D; 38 DD

Composition 79 % nylon, 21 % élasthanne

- Pochettes en microfibre
- Bonnets moulés idéals pour les vêtements de couleur pâle ou transparents
- Bretelles légèrement coussinées pour un confort accru
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien





Mona bonnets moulés à armature

Style 0946 (Champagne); 0945 (Noir)

Tailles 32-42 A; 34-42 B,C,D; 34-40 DD

Profil de bonnet Moyen

Couleur

-  Champagne
-  Noir

Agrafes 2 rangées : 32-40 A; 34-38 B; 34-36 C,D,DD
3 rangées : 95A; 40-42 B; 38-42 C,D; 38-40 DD

Composition 80 % nylon, 20 % élasthanne

- Pochettes en microfibre
- Bonnets moulés idéals sous les vêtements de couleur pâle ou transparents
- Bretelles légèrement coussinées pour un confort accru
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Nina bonnets amples à armature

Style 2242

Tailles 34-46 B,C; 32-46 D,DD; 34-46 DDD; 36-46 G,H

Profil de bonnet Fort


Couleur

-  Lueur de bougie

Agrafes 2 rangées : 34-38 B; 34-36 C
3 rangées : 40-46 B; 38-46 C; 32-38 D,DD; 34-38 DDD; 36-38 G; 36 H
4 rangées : 40-46 D,DD,DDD,G; 38-46 H

Composition 48 % nylon/44 % polyester/8 % élasthanne

- Pochette en maille
- Jusqu'en bonnet de taille H
- Bretelles ajustables : Élastiques : bonnets B,C; Coussinées et rigides : bonnets D,DD,DDD,G,H




Couleur

- Blanc
- Noir
- Chair

Performance soutien-gorge sport

Style	0654 (Blanc); 0658 (Noir); 0794 (Chair)
Tailles	Blanc/Noir : 32-42 AA,A,B,C,D,DD Chair : 32-42 A,B,C,D,DD
Profil de bonnet	Moyen
Agrafes	3 rangées : 32-42 AA,A,B,C,D,DD
Composition	72 % nylon, 28 % élasthanne
	<ul style="list-style-type: none"> • Pochettes moulées en microfibre • Panneaux en filet aux côtés et à l'avant, pour une aération extrême • Bretelles élastiques ajustables et coussinées




Couleur

- Chair

Rachel bonnets souples sans coutures avec *Comfort+*

Style	2184
Tailles	34-46 B,C,D,DD; 32-44 DDD
Profil de bonnet	Moyen/Fort
Agrafes	2 rangées : 32-42 B; 32-40 D; 32-38 D 3 rangées : 44-46 B; 42-44 C; 40-44 D; cups DD,DDD
Composition	78 % nylon, 22 % élasthanne
	<ul style="list-style-type: none"> • Les pochettes dotées d'un fini Naturexx évacuent l'humidité; le fini Naturexx est aussi utilisé dans la doublure du soutien-gorge • Le matériau thermorégulateur <i>Comfort+</i> inséré dans les renforts du bonnet aide à prévenir la transpiration (voir page 14 pour plus d'informations sur la technologie <i>Comfort+</i>) • Fermeture arrière à agrafes avec endos matelassé • Bretelles élastiques ajustables




Couleur

- Blanc
- Noir

Rebecca soutien-gorge à bonnets souples coupés et cousus

Style	0806 (Blanc); 0969 (Noir)
Tailles	36-48 A; 34-48 B,C,D; 36-46 DD; 38-46 DDD
Profil de bonnet	Moyen/Fort
Agrafes	2 rangées : 36-38 A; 34-38 B; 34-36 C,D 3 rangées : 40-42 A,B; 38-42 C,D; 36-40 DD; 38-40 DDD 4 rangées : 44-48 A,B,C,D; 42-46 DD,DDD
Composition	72 % nylon, 22 % élasthanne, 6 % coton
	<ul style="list-style-type: none"> • Pochette en maille • Bretelles fuselées pour plus de confort • Soutien-gorge spécialement conçu pour les poitrines plus fortes • Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Rebecca soutien-gorge à armature

Style 0807 (Blanc); 0972 (Noir)

Tailles 34-48 B,C,D; 36-46 DD

Profil de bonnet Moyen/Fort

Couleur



Blanc




Noir

Agrafes 2 rangées : 34-38 B; 34-36 C,D; 36 DD
3 rangées : 40-42 B; 38-42 C,D,DD
4 rangées : 44-48 B,C,D; 44-46 DD

Composition 72 % nylon, 22 % élasthanne,
6 % coton

- Pochette en maille
- Bonnets trois-pièces coupés et cousus en dentelle
- Bretelles fuselées pour plus de confort
- Soutien-gorge spécialement conçu pour les poitrines plus fortes
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Culotte Rebecca complète les soutiens-gorge noirs Rebecca

Style 0973

Tailles 8-20


Composition 70 % nylon, 25 % élasthanne,
5 % coton

Couleur



Noir

- Culotte en dentelle féminine qui s'agence avec les deux modèles de soutien-gorge Rebecca
- La dentelle élastique a une excellente mémoire de forme pour un ajustement parfait
- Hauteur des coutures latérales d'environ 3 po pour la taille 38; la hauteur augmente avec la taille de la culotte pour assurer un bon soutien.



Contient le tissu CoolMax



Rita bonnets souples à pochettes CoolMax

Style 2004

Tailles 34-44 A,B,C; 34-46 D; 36-46 DD

Profil de bonnet Moyen/Fort

Couleur



Chair



Noir

Agrafes 2 rangées : 34-40 A; 34-38 B; 34-36 C
3 rangées : 42-44 A; 40-44 B;
38-44 C; 34-38 D; 36-38 DD
4 rangées : 40-46 D,DD

Composition 65 % polyester; 30 % nylon;
5 % élasthanne

- Les pochettes CoolMax® restent fraîches et sèches
- Bonnets lisses, pour une silhouette moderne
- L'encolure élastique présente un rebord en dentelle féminine
- Bretelles élastiques ajustables



Rosalie bonnets souples

Style 0871 (Blanc); 0870 (Chair)

Tailles 34-46 A,B,C,D,DD,DDD

Profil de bonnet Fort

Couleur

 Blanc

 Chair

Agrafes 2 rangées : 34-40 A, 34-38 B, 34-36 C, 34 D

3 rangées : 42-46 A, 40-46 B, 38-46 C, 36-46 D, 34-46 DD, DDD

Composition 50 % polyamide, 25 % polyester, 25 % élasthanne

- Bonnet en trois parties, pour un ajustement parfait
- Pochettes bilatérales en microfibre



Silvia bonnets souples

Style 0998 (Blanc); 0999 (Chair)

Tailles 32-40 AA; 32-48 A,B,C,D,DD,DDD

Profil de bonnet Affaîsé

Couleur

 Blanc


 Chair

Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-42 A; 32-34 B; 32 C

3 rangées : 44-48 A; 36-48 B; 34-48 C; 32-48 D,DD,DDD

Composition 66 % polyester, 21 % nylon, 13 % élasthanne

- Pochettes en microfibre
- Les renforts latéraux fendus épousent les mouvements du corps – pour plus de confort debout ou assis
- Bretelles fuselées légèrement coussinées pour plus de soutien et de confort
- Bretelles élastiques ajustables; bretelles plus larges dans les tailles plus grandes pour un meilleur soutien



Culotte de base sans coutures microfibre douce pour une allure invisible

Style 0464 (Blanc); 0465 (Chair); 0532 (Noir)

Tailles 6/8; 10/12; 14/16; 18/20

Voir la page opposée du tableau des tailles

Couleur

 Blanc

 Chair

 Noir

Composition 68 % Nylon, 27 % élasthanne, 5 % Coton

- La conception sans coutures à l'ouverture des jambes et à la taille est lisse et invisible sous les vêtements
- Se coordonne parfaitement à tous les soutiens-gorge Amoena
- Hauteur des coutures latérales d'environ 3 po pour la taille 38; la hauteur augmente avec la taille de la culotte pour assurer un bon soutien.

Accessoires de lingerie et information



Coussinets pour épaules en silicone

Style 050
052 Présentoir

Taille Taille unique

Emballage 2 per boîte

- Solution confortable pour les bretelles qui ont tendance à s'enfoncer dans l'épaule
- Les coussinets en silicone souples et transparents se glissent facilement par-dessus des bretelles de taille standard
- Peuvent contribuer à répartir le poids chez certaines femmes atteintes de certains problèmes de santé
- Le présentoir contient 12 ensembles de coussinets



Coussinets pour épaules en mousse

Style 192

Couleurs Blanc, beige perle, noir

Emballage 2 par sac

- Se glissent facilement par-dessus des bretelles de taille standard à l'aide d'attaches Velcro
- Mousse laminée avec tricot de nylon; contiennent du latex



Rallonges de soutien-gorge

Style 193

Couleurs Blanc, beige perle, lueur de bougie, noir

Emballage Rouleau de 36 po

- 4 agrafes



Pochettes pour soutien-gorge

Style 191

Couleurs Blanc, beige perle, lueur de bougie, noir

Taille S(32-36); M(38-42); L(44-46)

Emballage 2 par sac

- Permet d'ajouter des pochettes à tout soutien-gorge
- Instructions de couture incluses
- Composition : 86 % nylon, 14 % élasthanne

Instructions pour l'entretien des textiles

Tous les textiles Amoena (lingerie, maillots de bain et foulards) doivent être lavés à la main avec un détergent doux et séchés sur une cord. Le détergent Woolite® n'est pas recommandé puisqu'il pourrait provoquer une dégradation accélérée des élastiques utilisés dans le produit.

Reportez-vous aux instructions d'entretien figurant sur l'étiquette du produit pour plus de détails.

Culottes – Charte des tailles

Taille	Tour de taille	Tour de hanche
6	26-27	36-37
8	28-29	38-39
10	30-31	40-41
12	32-33	42-43
14	34-35	44-45
16	36-37	46-47
18	38-39	48-49
20	40-41	50-51


NOUVEAU

Sous-vêtements sculptants*



Les nouveaux sous-vêtements sculptants d'Amoena aident vos clientes à uniformiser leur silhouette. Tous nos sous-vêtements sculptants comprennent une combinaison de tissus maillés robustes et de microfibre pour un contrôle et un confort ultimes. Leurs coutures collées et plates réduisent les lignes sous les vêtements et les rendent pratiquement invisibles.


La collection de sous-vêtements sculptants a été conçue pour compléter nos plus récents styles de soutiens-gorge **Magdalena SB, Barbara WB, Lara Comfort SB, Lara Comfort 3D et plus.**



Culotte sculptante à taille haute

Style 0468
Couleur ● Chair
Tailles 6-16
Composition 77 % nylon,
21 % élasthanne,
2 % coton

- Hauteur des coutures latérales d'environ 11 ½ po dans la taille 8



Jupon sculptant à taille haute

Style 0469
Couleur ● Chair
Tailles 6-16
Composition 79 % nylon,
21 % élasthanne


- Hauteur des coutures latérales d'environ 20 po dans la taille 8



Culotte sculptante

Style 0467
Couleur ● Chair
Tailles 6-16
Composition 77 % nylon,
20 % élasthanne,
3 % coton

- Hauteur des coutures latérales d'environ 6 po dans la taille 8




Cuissard sculptant

Style 0459
Couleur ● Chair
Tailles 6-16
Composition 77 % nylon,
21 % élasthanne,
2 % coton

- Hauteur des coutures latérales d'environ 15 ¾ po dans la taille 8

*Noir à venir à l'automne 2014



Valletta Camisole à pochettes

Style 70230 (Blanc); 70229 (Noir)

Tailles 8-24

Composition 92 % modal, 8 % élasthanne

Couleur

Blanc

Noir

- Camisole fabriquée d'un doux tissu modal
- Encolure arrondie à l'avant et au dos
- Doubles bretelles spaghetti réglables à l'arrière
- Soutien-gorge intégré avec pochettes bilatérales
- Bonnets extra souples
- Appliqué exclusif de pierre du Rhin au haut du dos



Valletta Chandail à pochettes

Style 70232 (Blanc); 70231 (Noir)

Tailles 8-16

Composition 92 % modal, 8 % élasthanne

Couleur

Blanc

Noir

- Chandail fabriqué d'un doux tissu modal
- Encolure arrondie à l'avant
- Soutien-gorge intégré avec pochettes bilatérales
- Bonnets extra souples
- Appliqué exclusif de pierre du Rhin à la manche gauche

Maillots de bain Amoena



Les maillots de bain Amoena redonnent aux femmes la confiance de dévoiler leur silhouette et de redevenir actives, à la plage comme à la piscine. Des coupes bien pensées et des tissus modernes en font des maillots de qualité supérieure qui sont à la fois élégants et confortables à porter. Les pochettes intégrées maintiennent parfaitement la prothèse ou le complément mammaire en place.

La collection 2015 sera offerte en précommande de juin à septembre 2014 pour livraison en mars 2015. Informez-vous auprès de votre directeur de compte sur la façon de prendre rendez-vous pour discuter des précommandes et voir la collection. Pour plus de commodité, nous offrons maintenant une collection de styles de base qui ne sont jamais en rupture de stock.

Prothèse Aqua Wave pour la baignade

Cette prothèse a été spécialement conçue par Amoena pour répondre aux besoins spécifiques à la natation ou aux autres activités aquatiques.



Style 149

Tailles 1-14

Sac seul 049

- Prothèse en silicone transparente pour les activités aquatiques dotée d'une forme naturelle unique
- La prothèse symétrique présente des ondulations à l'arrière qui permettent à l'air et à l'eau de s'écouler, ce qui réduit la quantité de succion
- Convient aux poitrines affaissées à moyennes
- Livrée dans un sac à cordon esthétique et étanche assez grand pour contenir un maillot de bain mouillé
- Garantie 1 an

Caractéristiques des tissus des maillots de bain




La marque LYCRA® est une marque déposée d'INVISTA

- Fibre élastique haute qualité pour maillot de bain
- Capacité d'étirement et de retour prolongée
- Liberté de mouvement
- Excellent confort
- Rétention de la forme



Xtra Life LYCRA® est une marque déposée d'INVISTA

- Ajustement et rétention de la forme prolongés
- Résiste au pochage et à l'affaissement
- Résistance au chlore haute performance
- Grand confort
- Liberté de mouvement



Solomon Sea

Style 70512

Tailles 8-22 B,C; 8-18 D

Composition 68 % nylon, 32 % LYCRA





Couleur



Noir

- Maillot sport fait de tissu ferme offrant un bon soutien
- Facile à enfiler grâce à sa fermeture éclair à l'avant
- Tirette Camlock pour une fermeture sécuritaire
- Dos nageur ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement
- Couture centrale dans le bas du dos pour un ajustement étroit



Black Sea FB

Style 70537

Tailles 10-22 B,C

Composition 68 % nylon, 32 % LYCRA



Couleur



Noir

- Le style Riviera Vintage met en valeur la silhouette grâce à son tissu sculptant et ses coutures latérales
- Doublure de contrôle à l'avant et le haut du dos
- Doublure douce et confortable dans le bas du dos
- Couture centrale dans le bas du dos pour un ajustement étroit



Ensemble Black Sea TA

Style 70540

Tailles 8-18 B,C

Composition 68 % nylon, 32 % LYCRA



Couleur



Noir

- Tankini avec drapé sophistiqué à l'avant
- Le tissu moulant met en valeur la silhouette
- Bretelles ajustables larges
- Culotte assortie unie faite de tissu sculptant
- Doublure opaque à l'avant
- Hauteur des coutures latérales d'environ 3 po pour la taille 38; la hauteur augmente avec la taille de la culotte pour assurer un bon soutien.



Gulf of Mexico

Style 70513

Tailles 6-16 B; 8-14 C

Composition 80 % nylon, 20 % Xtra Life LYCRA



Couleur



Bleu royal foncé

- Maillot une-pièce stylisé à détails tressés élégants sous le buste et accessoires métalliques
- Bretelles ajustables à l'arrière
- Doublure opaque à l'avant
- Couture centrale dans le bas du dos pour un ajustement étroit

Foulards Amoena




Amoena a développé une ligne de foulards et de bonnets élégants et confortables pour les femmes qui ont perdu leurs cheveux en raison de traitements, d'une maladie ou pour toute autre cause. Les foulards constituent une mesure préventive destinée à protéger la peau contre les coups de soleil, le froid et les lésions associées ou les maladies de la peau, ainsi que pour soulager l'inconfort physique et psychologique provoqué par la perte des cheveux.

Les foulards Amoena présentent les caractéristiques suivantes :

- Un bonnet ajusté avec rubans, pour faciliter le positionnement et améliorer le style
- Tissus respirants et souples
- Excédent de tissu à la couronne pour créer du volume et compenser la perte de cheveux
- Une variété de couleurs qui s'agencent avec le teint et la garde-robe de la femme


Disponibilité limitée

Certains foulards Amoena sont offerts seulement pour un temps limité. Vérifiez auprès de votre représentante Amoena pour en connaître la disponibilité.




Magnolia / Coton

Style/ 42586 : noir
Couleur 42587 : prune



Hortensia / Viscose et Élasthanne

Style/ 42588 : noir
Couleur 42589 : ivoire
 42591 : indigo 



Melissa / Viscose et Élasthanne

Style/ 42583 : noir
Couleur 42584 : ivoire



Geranium / Coton

Style/ 42762 : lilas
Couleur 42763 : brun



Sunflower / Coton

Style/ 42776 : rouge
Couleur 42794 : bleu roi
 42775 : noir



CA-LI 01 / Lin

Style/ CA-LI 01 : noir
Couleur



Jonquil / Coton

Style/ 42755 : brun
Couleur 42756 : noir
 42758 : rose



Rose / Coton

Style/ 42764 : rouge
Couleur 42765 : gris foncé


* À venir à la fin du printemps 2014

 Nouvelle couleur en édition limitée


Options de nouage

Les foulards Amoena sont conçus avec un « bonnet », afin de s'adapter parfaitement sur le sommet de la tête. Chacun de ces Styles commence par le foulard placé confortablement sur la tête de la femme, les rubans pendant librement vers l'arrière. Aucun pliage ou nouage compliqué n'est nécessaire et chacune de ces variantes devrait rester bien attachée, sans ennuis.


Décontracté et simple



1 Croiser les rubans derrière la tête.



2 Attacher comme pour former un noeud.



3 Faire une boucle. Laisser les rubans pendre dans le dos ou sur l'épaule.


Tour de ville




1 Suivre l'étape 1 ci-haut puis entourer la tête avec l'un des rubans, en le gardant à plat.



2 Ramener le plus long ruban vers l'arrière et croiser avec le ruban le plus court pour former le premier noeud.




3 Plier le ruban **A**, replier sous le ruban **B** puis dans l'ouverture **C**.




4 Tirer sur le ruban **A** jusqu'à la longueur voulue, tout en le laissant plié.


Une touche florale




1 Suivre l'étape 1 ci-haut puis entourer la tête avec l'un des rubans, en le gardant à plat.



2 Faire un noeud à proximité de la tempe puis une boucle, en gardant les boucles égales et assez courtes.



3 Ramener le ruban **A** derrière le noeud, pour faire une troisième boucle.



4 Plier ce qui reste des rubans puis les replier derrière le noeud pour terminer la fleur. Placer à la position voulue.

Caractéristiques des prothèses et compléments mammaires


Segment	Nom	Style	Taille	Poids			Couleur			Avantages		
				Standard	Mi-léger	Léger	Standard ivoire	Léger ivoire	Standard fauve	Léger fauve	Autoadhésive	Comfort+
Balance Comfort+	Balance Delta	282A	1/2,3/4,5/6,7/8,9/10		•		•				•	•
	Balance Oval	283A	0/1,2/3,4/5,6/7,8/9		•		•				•	•
	Balance Delta	282B	1/2,3/4,5/6,7/8,9/10		•		•	•			•	•
	Balance Oval	283B	0/1,2/3,4/5,6/7,8/9		•		•				•	•
	Balance Varia	285	S,M,L,XL		•		•				•	•
	Balance Contact Delta	284B	1/2,3/4,5/6,7/8,9/10		•		•			•	•	•
	Balance Contact Oval	287B	0/1,2/3,4/5,6/7,8/9		•		•			•	•	•
	Balance Contact Varia	286	S,M,L,XL		•		•			•	•	•
Contact Comfort+	Contact 1S	384	1-14	•			•			•	•	
	Contact 2S	381	1-12	•			•			•	•	
	Contact 2A	383	0-12 G/D	•			•			•	•	
	Contact 3E	386	1-14 G/D	•			•			•	•	
	Contact Light 2S	380	1-14			•		•			•	•
	Contact Light 3S	385	0-10			•		•			•	•
Energy Comfort+	Energy 1S	349	1-12	•			•				•	•
	Energy 2U	347	1-14	•			•				•	•
	Energy Light 2S	342	1-14			•		•		•	•	
	Energy Light 2U	341	1-14			•		•			•	•
	Energy Light 3U	340	1-14			•		•			•	•
Natura Comfort+	Natura 1S	396	1-14		•		•				•	
	Natura 2U	394	1-14	•			•				•	•
	Natura 3E	397	1-14 G/D		•		•				•	
	Natura Light 1S	664	1-14			•		•			•	•
	Natura Light 2S	390	1-17 IV; 3-15 TW			•		•	•		•	•
	Natura Light 2A	392	0-14 G/D			•		•			•	•
	Natura Light 2U	399	1-14			•		•			•	•
	Natura Light 3S	391	0-12			•		•			•	•
Natura Light 3A	373N	4-13 G/D			•		•	•		•	•	
Essential	Essential 1S	630	1-12	•			•					
	Essential 2A	353	0-12 G/D	•			•					
	Essential 2E	474	0-12 IV; 3-13 TW	•			•		•			
	Essential 3S	363	0-12	•			•					
	Essential Light 2S	442	1-17 IV; 3-17 TW			•		•		•		
	Essential Light 2A	356	0-14 G/D			•		•				
	Essential Light 3E	556	1-14 G/D IV; 4-14 G/D TW			•		•	•			

Comment déterminer la taille de soutien-gorge appropriée :

Mesure

Tour de buste :
Alors que la femme porte un soutien-gorge, les bras le long du corps, mesurer le tour de buste directement sous les seins, à l'endroit où passe la bande du soutien-gorge. Garder le ruban à mesurer droit et bien en place.

Mesure du demi-tour de poitrine :
Prendre la mesure du côté non opéré, en partant du sternum jusqu'au centre de la colonne vertébrale, en passant par la partie la plus forte du sein. Multiplier par deux pour obtenir la mesure du tour de poitrine.



Comment déterminer le soutien-gorge approprié :

- Déterminer d'abord le tour de buste (en pouces) pour obtenir la taille de bande.
- Ensuite, déterminer la mesure du demi-tour de poitrine (en pouces) et multiplier par deux pour obtenir la taille du bonnet.
- Déterminer la taille de soutien-gorge la plus appropriée en consultant les chartes ci-dessous.

Ces chartes constituent uniquement un guide. Pour un ajustement parfait, choisissez une taille supérieure ou inférieure au besoin.

Conseils d'ajustement

Bande

- La bande doit être bien ajustée, sans être serrée.
- S'assurer que la bande (à l'avant et à l'arrière) est parallèle au sol, ou plus basse dans le dos.
- Si le sein dépasse sous la bande, essayer une taille de bande inférieure, mais avec un bonnet plus grand.

Bonnet

- Est-ce que le sein déborde du bonnet au centre, sous le bras ou sous la bande? Si oui, essayer un bonnet plus grand.
- S'assurer que le sein remplit la partie supérieure du bonnet. Les tissus mammaires mous peuvent s'écraser au fond du bonnet. Si oui, essayer un bonnet plus petit ou un Style de soutien-gorge au profil moins prononcé.

Un tour de buste (en pouces) compris entre

25-26	27-28	29-30	31-32	33-35	36-38	39-41	42-44	45-46	47-49	50-52	53-55
30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

correspond à une taille de bande de

Mesure du tour de poitrine (en pouces) et taille de bonnet correspondante

AA	29-30	31-32	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52
A	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	50-51	52-53
B	31-32	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54
C	32-33	34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	50-51	52-53	54-55
D	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56
DD	34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	50-51	52-53	54-55	56-57
DDD	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58
G	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47	48-49	50-51	52-53	54-55	56-57	58-59
H	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60

Comment trouver la taille de prothèse appropriée :

- Trouvez la taille de bonnet de votre cliente dans le tableau de droite. *Voir la page opposée pour un guide sur la façon de mesurer correctement la taille du soutien-gorge.*
- Suivez la ligne horizontale pour trouver sa taille de bande.
- Suivez cette colonne vers le bas jusqu'au Style de la prothèse ou du complément mammaire. Le chiffre dans la case vous indique la taille de produit à essayer.
- Ce tableau n'est qu'un guide. Pour un ajustement parfait, essayez une taille supérieure ou inférieure au besoin.

Bonnet	Tour de buste																	
AA	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52						
A		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52					
B			30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52				
C				30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52			
D					30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
E						30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
F							30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
G								30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Prothèses mammaires Amoena		
Contact	Energy	Essentiels

Taille de la prothèse mammaire																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Les différents Styles de prothèses mammaires ne sont pas tous offerts dans toutes les tailles indiquées.

- Amoena - Soins postopératoires
- Prothèse Priform
- Prothèses de loisir en mousse
- Prothèse ajustable PurFit

Taille de la prothèse mammaire																	
		1/2		3/4		5/6		7/8		9/10		11/12		13/14			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				4		6		8		10		12					

Compléments mammaires Amoena	
Amoena Balance	

Forme	Taille																
Delta			1/2		3/4		5/6		7/8		9/10						
Ovale		0/1		2/3		4/5		6/7		8/9							
Varia			S		M		L		XL								

Choisir la forme de bonnet appropriée

A	Forme du bonnet		
	1 Affaissé	2 Moyen	3 Fort
B			
C			
D-H	Des exemples de forme de bonnets sont présentés ici pour les tailles A à C, mais ils sont aussi offerts en taille D, et jusqu'à H pour certains Styles.		

Les seins des femmes diffèrent non seulement par la taille du bonnet et le tour de buste, mais aussi par leur galbe. Pour obtenir le meilleur ajustement possible, Amoena a conçu trois formes de bonnets, identifiées par les nombres de 1 à 3 (correspondant à un bonnet affaissé, moyen ou fort) dans le nom de la prothèse. Par exemple, Amoena Contact 2S est une prothèse au profil moyen.

Une fois que vous avez déterminé la taille de la prothèse, il vous faut maintenant choisir la taille du bonnet. Ensuite, comparez l'illustration de la ligne correspondante au profil du sein naturel de la femme alors qu'elle est vêtue d'un soutien-gorge. Choisissez le résultat qui correspond le mieux.

CONSEIL : Les femmes avec un faible tour de buste ont tendance à avoir un galbe plus arrondi tandis que celles avec un tour de buste plus important ont tendance à avoir un galbe affaissé.



  www.amoena.ca

Amoena Canada Inc.
2121 Argenta Rd, Suite 404
Mississauga ON L5N 2X4
1-866-583-1513

Amoena est une marque déposée d'Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH. Velcro est une marque déposée de Velcro Industries B.V. Jackson-Pratt est une marque déposée d'American Hospital Supply Corporation. Hemovac est une marque déposée de Zimmer, Inc. LYCRA, Naturexx et CoolMax sont des marques déposées d'INVISTA.

©2014 Tous droits réservés. Amoena Canada Inc.